

ZAHNDESIGN

MADE BY

CANDULOR


CANDULOR.

Wir designen Zähne seit 1936.

Zahnlinien und Materialien
für die Totalprothetik,
Teil- und Hybridprothetik
sowie Implantatprothetik.

Pocket Portfolio

Das CANDULOR Pocket Portfolio bietet Ihnen
eine kompakte und einfache Übersicht über unsere
Zahnlinien und deren Besonderheiten.




PHYSIOSTAR NFC+

Der Star



🧪	Material	NanoFilledComposite+
🌀	Eigenschaft	Naturnahes Design
📅	Erhältlich seit	2012
🔗	Entworfen von	Jan Langner

PHYSIOSTAR NFC+



Kurzbeschreibung

Der Komposite Prothesenzahn ist der »Star« im CANDULOR Portfolio, wenn es um maximale Ästhetik und Funktion geht. Das NFC+ Material besticht durch seine sehr gute Abrasionsresistenz, welche deutlich über allen bisher von Candulor verwendeten Zahnmaterialien liegt.

Farben

CANDULOR Farben: 12

A–D Farben: 16

Bleach Farben: 2

Anzahl Schichtung

4

Anzahl Formen

15 Oberkieferformen

5 Unterkieferformen

Passende Seitenzähne

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC II NFC+

PHYSIOSELECT TCR

Der Allrounder



🧪	Material	TwinCrossedResin
🌀	Eigenschaft	Jugendliches Design
📅	Erhältlich seit	2019
✂️	Entworfen von	Damiano Frigerio

PHYSIOSELECT TCR



Kurzbeschreibung

Aus dem Ursprung bewährter Zahnformen wurde das frische, jugendliche Design des PHYSIOSELECT TCR entwickelt. Die in der Schweiz designten Zähne bestehen aus dem zuverlässigen TwinCrossedResin Material der 3. Generation.

Farben

A–D Farben: 16

Bleach Farben: 2

Anzahl Schichtung

4

Anzahl Formen

18 Oberkieferformen

4 Unterkieferformen

Passende Seitenzähne

BONSELECT TCR

BONARTIC TCR

PHYSIOSET TCR

Der Bewährte



🧪	Material	TwinCrossedResin
🔄	Eigenschaft	Altersgerechtes Design
📅	Erhältlich seit	1999
🔗	Entworfen von	Candulor

PHYSIOSET TCR



Kurzbeschreibung

Hohe Vielfalt an typengerechten Zahnformen und ein altersgerechtes Oberflächenrelief machen diese Zahnlinie aus. Der doppelt vernetzte TCR Werkstoff weist gute Material- und Beständigkeitseigenschaften auf.

Farben

CANDULOR Farben: 9

A-D Farben: 16

Bleach Farben: 2

Anzahl Schichtung

3

Anzahl Formen

22 Oberkieferformen

8 Unterkieferformen

Passende Seitenzähne

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC TCR

PREFERENCE ACRYLIC

Der Klassiker



🧪	Material	Acrylic
🔧	Eigenschaft	Anwenderfreundlich und vielseitig einsetzbar
📅	Erhältlich seit	2004
🔗	Entworfen von	Candulor

PREFERENCE ACRYLIC



Kurzbeschreibung

Der bestechende Klassiker. Die PREFERENCE Zahnlinie² ist eine Kombination aus Ästhetik und Anwenderfreundlichkeit. Die Prothesenzähne sind so gewählt, dass sie universell in der Teil-, Total- und Kombinationsprothetik anwendbar sind.

Farben

A–D Farben: 16

Bleach Farben: 2

Anzahl Schichtung

3

Anzahl Formen

15 Oberkieferformen

5 Unterkieferformen

Passende Seitenzähne

PREFERENCE Seitenzähne

² Diese Zahnlinie ist in der Schweiz nicht erhältlich.

TCR MONO + MULTI



- | | |
|--------------------------|---|
| 🧪 Material | TwinCrossedResin |
| 🔍 Eigenschaft | Das bewährte TCR Zahnmaterial
jetzt auch als Blank |
| 📅 Erhältlich seit | 2023 |

TCR MONO + MULTI



Kurzbeschreibung

TCR Mono und TCR Multi sind zwei zahnfarbene Disks, die aus dem bewährten TwinCrossedResin (TCR) Material der 3. Generation gefertigt sind. Die Disks können für die Herstellung von Einzelzähnen und Zahnsegmenten verwendet werden. Zusammen mit den Zahnlinien PHYSIOSELECT TCR und PHYSIOSET TCR können Hybridarbeiten – ein Mix aus analog und digital – aus einer Materialfamilie erstellt werden.

TCR Mono¹

Monochromatisch

Farben

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Grösse

98,5 – 20 mm

TCR Multi¹

Multicolor

Farben

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Grösse

98,5 – 20 mm

¹Zurzeit nur in Nord Amerika erhältlich.

Mal ausprobieren?
Wir beraten Sie gerne.

Candolor Dental GmbH

Am Riederngraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candolor.de

W candolor.com



CANDULOR. HIGH END ONLY.