

DESIGN DENTAIRE
MADE BY
CANDULOR

CANDULOR.

Nous concevons des dents depuis 1936.

Lignes de dents et matériaux pour
les prothèses totales, partielles et
hybrides, ainsi que les prothèses
implantaires.

Pocket Portfolio

Le Pocket Portfolio CANDULOR offre un
aperçu compact et simple de nos lignes de
dents et de leurs particularités.




PHYSIOSTAR NFC+

La star



⚗	Matériau	NanoFilledComposite+
⚙	Propriété	Design naturel
📅	Disponible depuis	2012
🔗	Développé par	Jan Langner

PHYSIOSTAR NFC+



Brève description

Cette dent prothétique composite est la « star » de la gamme CANDULOR de par les maximums d'esthétique et de fonction qu'elle offre. Le matériau NFC+ se démarque par sa très bonne résistance à l'abrasion, qui est nettement supérieure à celle des matériaux dentaires Candulor utilisés à ce jour.

Teintes

Teintes CANDULOR : 12

Teintes A-D : 16

Teintes Bleach : 2

Nombre de stratifications

4

Nombre de formes

15 formes maxillaires

5 formes mandibulaires

Dents postérieures appropriées

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC II NFC+

PHYSIOSELECT TCR

La polyvalente



🧪	Matériau	TwinCrossedResin
🔗	Propriété	Design jeune
📅	Disponible depuis	2019
🔗	Développé par	Damiano Frigerio

PHYSIOSELECT TCR



Brève description

Au design frais et jeune, PHYSIOSELECT TCR a été imaginé à partir de formes de dents éprouvées depuis toujours. Ces dents conçues en Suisse sont en TwinCrossedResin, un matériau fiable de troisième génération.

Teintes

Teintes A-D : 16

Teintes Bleach : 2

Nombre de stratifications

4

Nombre de formes

18 formes maxillaires

4 formes mandibulaires

Dents postérieures appropriées

BONSELECT TCR

BONARTIC TCR

PHYSIOSET TCR

L'éprouvée



🧪	Matériau	TwinCrossedResin
🔗	Propriété	Design adapté à l'âge
📅	Disponible depuis	1999
🔗	Développé par	Candulor

PHYSIOSET TCR



Brève description

Cette ligne de dents se caractérise par une exceptionnelle diversité de forme dotée d'un état de surface adapté à l'âge du patient. Le matériau TCR doublement réticulé présente de bonnes propriétés de matériau et de résistance.

Teintes

Teintes CANDULOR : 9

Teintes A-D : 16

Teintes Bleach : 2

Nombre de stratifications

3

Nombre de formes

22 formes maxillaires

8 formes mandibulaires

18 formes X pour le marché d'Amérique du Nord

Dents postérieures appropriées

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC TCR

PREFERENCE ACRYLIC

La classique



🧪	Matériau	Acrylic
🔄	Propriété	Convivial et d'utilisation variée
📅	Disponible depuis	2004
🔗	Développé par	Candolor

PREFERENCE ACRYLIC



Brève description

Une classique incontournable. La ligne dentaire PREFERENCE² allie esthétique et facilité d'utilisation. Les dents prothétiques sont choisies pour être utilisées de manière universelle, tant en prothétique totale, partielle que combinée.

Teintes

Teintes A–D : 16

Teintes Bleach : 2

Nombre de stratifications

3

Nombre de formes

15 formes maxillaires

5 formes mandibulaires

Dents postérieures appropriées

Dents postérieures
PREFERENCE

² Cette gamme de dents n'est pas disponible en Suisse.

TCR MONO + MULTI



 **Matériau**

TwinCrossedResin

 **Propriété**

Le matériau dentaire TCR éprouvé désormais disponible sous forme de disque

 **Disponible depuis**

2023

TCR MONO + MULTI



Brève description

TCR Mono et TCR Multi sont deux disques de couleur dentaire confectionnés à partir du matériau éprouvé TwinCrossedResin (TCR) de troisième génération. Les disques peuvent servir à la confection de dents unitaires ainsi que de blocs multi-unitaires. L'association avec les lignes dentaires PHYSIOSELECT TCR et PHYSIOSET TCR permet une confection de restaurations hybrides, à la fois analogique et numérique, à partir d'une même gamme de matériaux.

TCR Mono¹

Monochromatique

Teintes

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Taille

98,5 – 20 mm

TCR Multi¹

Multicolore

Teintes

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Taille

98,5 – 20 mm

¹Actuellement uniquement disponible en Amérique du Nord.

Envie d'essayer ?
Nous vous conseillons
volontiers.

Candulor Dental GmbH

Am Riederngraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candulor.de

W candulor.com



CANDULOR. HIGH END ONLY.