



# STAY YOUNG COLLECTION.

FIATALOS FORMÁK  
EGY ÚJ GENERÁCIÓNAK.

---

BY CANDULOR



ORIGINAL  
SWISS  
DESIGN

# PHYSIOSELECT TCR

A PhysioSelect TCR friss és fiatalos designja, a már bizonyított fogformákból ered. A megbízható ikerkereszt-kötéses resin<sup>[1]</sup> anyagot alapul véve alkották meg a fogakat, amelyeket Svájcban terveztek. Egy egész generáció élethez való újfajta hozzáállását tükrözi: For the new attitude to life of an entire generation: az örök fiatalok «Best Agers»:

A STAY YOUNG COLLECTION.

---

# A JÖVŐ VÁSÁRLÓI.

Az örök fiatalok  
«Best Ager» generáció.

A vásárlók új generációja, akik törekednek arra hogy a lehető legtöbb szempontból fiatalosak maradjanak – mobilisan és agilisan lépnek az idősebb korba anélkül, hogy elveszítenék fiatalos külsejüket. A PhysioSelect TCR úgy lett kifejlesztve hogy találkozzon a vásárlók törekvéseivel, céljaival.




# INDIKÁCIÓK, FIATALÍTÓ HATÁSSAL.

Fiatalos, autentikus és funkcionális.



## TELJES KIVEHETŐ PÓTLÁSOK

- › Fog és az antagonista fog viszonya (Gerber)
  - › Fog és 2 antagonista fog viszonya Hármesegység
- 



## RÉSZLEGES KIVEHETŐ PÓTLÁSOK

- › Részleges, műanyag alaplemez és fémlemez pótlások<sup>[4]</sup>
  - › Kombinált fogpótlások<sup>[4]</sup>
-

# FIATALOS FOGFORMÁK A TÖKÉLETES «BEST AGER» KINÉZETHEZ.

Változatosság egy pillanat alatt.

Bizonyítottan, a vonzó fogformák megfiatalodtak és egyesültek, hogy egy fiatalos szortimentet hozzanak létre. 18 felső front forma a Delicate (Finom) Vigorous (Élénk) és Universal (Univerzális) típusokból és 4 alsó front fogforma került kialakításra, hogy lefedje a «Best Ager» vásárlók kéréseinek teljes spektrumát. Az élethez való új hozzáállás az elsődleges.

## A VÁLTOZATOS FIATALOS FOGFORMÁK ELŐNYEI

### › Páciens

PhysioSelect TCR megerősíti a «Best Ager» páciensek fiatalos hozzáállását az élethez.

### › Fogtechnikus

Széleskörű fogformák és méretek a napi részleges és teljes fogpótlások kivitelezéséhez<sup>[4]</sup>.

### › Fogorvos

A «Best Ager» fiatalos életszemléletű betegek számára az optimális fogpótláshoz szükséges kollekció.

**DELICATE** Group 5  
nőies

- › Finom fogmorfológia diszkrét mamelon struktúrával



**UNIVERSAL** Group 6  
unisex

- › Sokoldalú fogmorfológia



**VIGOROUS** Group 7  
férfias

- › Erőteljes karakterisztika egy élénk, erőteljes fogformával és határozott kontúrokkal és szögletfutásokkal



# AZ ANYAG: TWINCROSSEDRESIN


## Anyagtulajdonságok

Az erősen térhálósított TCR alapanyag anyagtulajdonságai és tartóssági jellemzői<sup>[1]</sup> lenyűgözőek.

TCR resin (TwinCrossedResin = Keresztkötéses Resin) egy erősen módosított poly-methyl-methakrilát (PMMA) változat, amelyben mind a polimer, mind a matrix is egyenlően keresztkötéses. Ezt úgy lehet elérni, hogy a már korábban keresztkötéses polimert keresztkötésekkel összekapcsoljuk a matrixal. Ez biztosítja a fogak ellenállását abrázó<sup>[2]</sup> és plakk-képződés<sup>[1]</sup> ellen.

### TWINCROSSEDRESIN

Erőteljes keresztkötés, PMMA hálózat megnövekedett keresztkötéses polymerláncokkal.



 Polymer láncok     Megnövekedett keresztkötés



# NÉZZE MEG & ÉREZZE AZ ÚJ KOLLEKCIÓT

Olyan fiatalos amilyenre csak vágyik.

Hogyan lehetséges egy ilyen fiatalos fogforma elérése? A PhysioSelect TCR enyhén transzluens incizális kontúrok, diszkrét mamelonok és transzluens marginális gerinclefutások egyedi összetétele, amely négyszeres rétegzéssel és incizális fény refrakcióval társul<sup>[3]</sup>.

A finom mikrostruktúra a horizontális lefutásokkal, a markáns makrostruktúra a vertikális szélekkel, árkokkal és finom nyílásokkal fiatalos, természetes fénytörést<sup>[3]</sup> kölcsönöz a fognak.



Lateral view – PhysioSelect TCR



Lateral view – BonSelect TCR



JÓ FOGFELÁLLÍTÁS.  
JÓ FOGPÓTLÁS.  
BONSELECT TCR.

A multifunkcionális posterior fogak.

---



Az új posterior BonSelect TCR fogakat kifejezetten a PhysioSelect TCR – fogakhoz alkották meg. Ezek a posterior fogak egy olyan okkluzális koncepción alapulnak, melynek köszönhetően a leggyakoribb fogfelállítási rendszerekben, multifunkcionálisan alkalmazni lehet őket.

Akár fog – fog vagy fog – és két fog érintkezésén alapuló fogfelállításról van szó, a BonSelect TCR bi-funkcionális fog geometriája lehetővé teszi mindkét fogfelállítási rendszer alkalmazását. Leegyszerűsített centrikus meghatározás és a határozott kontaktpontok egy könnyen kialakítható okklúziót eredményeznek. A BonSelect TCR kiváló választás olyan laborok számára amelyek különböző fogfelállítási rendszert alkalmaznak.

A posterior régióban lévő fogak rétegzése megegyezik PhysioSelect TCR anterior fogvonallal. Harmónia a designban és funkcióban.

### TCR-BŐL KÉSZÜLT MÉG TÖBB FOGFORMA?

Fedezze fel a 18 fiatalos PhysioSelect TCR formákból és 22 PhysioSet TCR kornak megfelelő fogformákból álló, teljes iker keresztkötéses resin fogak széles választékát.

- [1] Teichmann S, Verification Report TCR neu, 2019.
- [2] Rosentritt M, Three.body wear (ACTA) and contact wear (POB) of denture teeth, Study Report, Universitätsklinikum Regensburg, 2015.
- [3] Stange M, Report on esthetics for PhysioSelect TCR, CANDULOR AG, 2022.
- [4] Suwannaroop P et al., Dent. at. J. 2011, 30, 461 – 468.



**CANDULOR AG**  
Boulevard Lilienthal 8  
CH-8152 Glattpark (Opfikon)  
T +41 (0) 44 805 90 00  
F +41 (0) 44 805 90 90  
candulor.com / candulor@candulor.ch

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

**DentAvantgArt**  
D i v i s i o n • K f t.

**DENTAVANTGART**  
H-9400 Sopron  
Virágvölgyi u. 59.  
T +36 99 314 931  
www.dentavantgart.hu  
info@dentavantgart.hu