















Verklaring van symbolen

Symbol	Titel/beschrijving symbool	Bron ^[1] / referentienr. symbool
	Fabrikant	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Fabricagedatum	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Uiterste gebruiksdatum	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Batchcode	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Catalogusnummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importeur	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distributeur	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Breekbaar, met zorg hanteren	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Niet blootstellen aan zonlicht	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Droog houden	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Temperatuurlimiet	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Voor eenmalig gebruik	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Waarschuwing	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Bevat nanomaterialen	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Medisch hulpmiddel	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Unieke identificatiecode voor medisch hulpmiddel	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Streepjescode voor de gezondheidszorg	Health Industry Business Communications Council (Raad voor zakelijke communicatie voor de gezondheidszorg)
	De CE-markering op een product is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de relevante Europese wetgeving. Indien van toepassing: dit symbool wordt gevolgd door het identificatienummer van de Aangemelde instantie.	MDR (EU) 2017/745
	Geeft aan dat het apart inzamelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist is.	Richtlijn 2012/19/EU
Rx ONLY	Volgens de federale wetgeving van de VS mag dit artikel alleen door of in opdracht van een tandheekkundige professional worden verkocht.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Kan worden gesteriliseerd in een stoomsterilisator (autoclaaf) bij de aangegeven temperatuur	ISO 21531 / 20
	Deze kant boven	ISO 780 / 13
	Limiet voor stapelen in kg	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com